

PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MODELOS



Preparación de modelo seguetado.



El modelo debe enviarse con gingiva adaptada perfectamente al mismo.



Los modelos deben de ser enviados con registro de mordida en silicona o antagonista.



Crear y enviar un Wax-up.

Asegúrese que el modelo refleja con precisión la información de la boca; la posición de los implantes debe ser verificada usando una férula o procedimiento similar equivalente. Si el modelo no está preparado correctamente, Luckler Medical se reserva el derecho a devolver su trabajo y solicitar el modelo en buen estado, según las condiciones definidas.